





SalivaGene Collection Module II

DEUTSCH

SalivaGene Collection Module II - Gebrauchsanweisung

Für in-vitro-diagnostische Anwendungen*

*) In Übereinstimmung mit der EU Richtlinie 98/79/EC über Medizinprodukte für die in-vitro Diagnostik. (Nicht für in-vitro-diagnostische Anwendungen in Ländern, in denen die EU Richtlinie 98/79/EC nicht anerkannt ist.)



VERWENDUNGS-ZWECK:

Das Produkt dient zur Entnahme von humanen Speichelproben für die DNA-Stabilisierung und Extraktion (mit Hilfe der SalivaGene DNA Extraktion Kits). Die DNA in SalivaGene-stabilisierten Proben ist innerhalb des Verfallsdatums für 1 Jahr bei Raumtemperatur stabil.

Das Produkt ist unter Aufsicht von Sachkundigen, wie z.B. technischen Angestellten oder Ärzten, die in der Anwendung molekularbiologischer Methoden geschult sind, zu verwenden.

INHALT: Probensammelröhrchen, Stabilisierungsröhrchen. Das Stabilisierungsröhrchen enthält ungefähr 2 ml DNA-Stabilisierungsflüssigkeit (Saliva DNA Stabilizer).

EINSCHRÄNKUNGEN DES VERFAHRENS: Stellen Sie mindestens 30 Minuten vor der Speichelabgabe Essen, Trinken, Rauchen oder Kaugummikauen ein. Die Abgabe von 2 ml Speichel kann einige Minuten dauern. Einige Zuckerkörner auf der Zunge helfen, Speichel zu erzeugen und behindern den Stabilisierungsprozess nicht.

1. Schrauben Sie den Deckel von dem Probensammelröhrchen ab und legen ihn für die Wiederverwendung beiseite.

2. Reiben Sie intensiv Ihre Wangen für 30 Sekunden gegen Ihre Zähne.

3. Geben Sie bis zur markierten Füllhöhe (ohne

Luftblasen) den Speichel ab.

4. Entfernen und entsorgen Sie den Deckel von dem Stabilisierungsröhrchen. Gießen Sie die DNA-Stabilisierungsflüssigkeit in das Probensammelröhrchen.

5. Schrauben Sie den Deckel wieder fest auf das Probensammelröhrchen.

6. Schütteln Sie das verschlossene Röhrchen für 15 Sekunden, um den Speichel mit der Stabilisierungsflüssigkeit zu mischen.

LAGERUNG: Bei Raumtemperatur (15-30°C) lagern.

VERSAND: Versenden Sie die Speichelprobe entsprechend den Angaben des Anbieters des SalivaGene Collection Module II. Versenden Sie entsprechend der lokal zutreffenden Richtlinien und Regularien wie UN3373 (biologische Substanz, Kategorie B).

SICHERHEITSMASSNAHMEN: Von Kindern fernhalten. Kleine Kappe: Erstickengefahr. Benutzen Sie das SalivaGene Collection Module II nicht, wenn der Inhalt des Stabilisierungsröhrchens verschüttet ist. Die Stabilisierungsflüssigkeit (Saliva DNA Stabilizer) nicht trinken. Falls die Stabilisierungsflüssigkeit (Saliva DNA Stabilizer) oder das Speichel-Stabilisierungsgemisch mit Haut oder Augen in Berührung kommt, spülen Sie die betroffene Stelle mit Wasser.



ACHTUNG: H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P280: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

ERLÄUTERUNG DER ETIKETTENSYMBOLS:

Packungsbeilage beachten

Bei Raumtemperatur (15 - 30 °C) lagern.

Nicht wiederverwenden

Verfallsdatum

1035212200

CE Markierung

In-vitro-diagnostisches Medizinprodukt

Invitek Molecular GmbH Robert-Rössle-Str. 10 13125 Berlin, Deutschland

+49 30 9489 2908 info@invitek-molecular.com

www.invitek-molecular.com

ENGLISH

SalivaGene Collection Module II - Instructions

For In Vitro Diagnostic Use*

*) Compliance with EU Directive 98/79/EC on in vitro medical devices (Not for in vitro diagnostic use in countries where the EU Directive 98/79/EC on in vitro medical devices is not recognized.)

present and easy to do. Continue rinsing.

LABEL LEGEND:

Consult operating instructions

Store at room temperature 15 - 30°C.

Do not reuse

Expiry date

1035212200

CE Marking

In vitro diagnostic medical device

Invitek Molecular GmbH Robert-Roesse-Str. 10 13125 Berlin, Germany

+49 30 9489 2908 info@invitek-molecular.com

www.invitek-molecular.com

INTENDED USE: Collection of human saliva samples for DNA stabilization and extraction (using the SalivaGene DNA Extraction Kits). The DNA in SalivaGene stabilized samples is stable for 1 year at room temperature within the expiry date. The product is intended for use under supervision of professionals only, such as technicians, physicians and biologist trained in molecular biological techniques.

CONTENTS: Collection tube, Stabilizer tube. The stabilizer tube contains approx. 2 ml of liquid Saliva DNA Stabilizer reagent.

LIMITATIONS OF THE PROCEDURE: Do not eat, drink, smoke or chew gum at least 30 min prior to saliva collection. Collecting 2 ml of saliva may require several minutes. Putting some grains of sugar on the tongue helps to produce saliva and does not interfere with the stabilization.

1. Unscrew lid from Collection tube and put it aside for further use.

2. Rub cheeks against teeth intensely for 30 sec.

3. Collect saliva to indicated fill level, avoid making and measuring air bubbles.

4. Unscrew and discard lid from Stabilizer tube. Pour Saliva DNA Stabilizer reagent into Collection tube.

5. Screw lid tightly onto the Collection tube again.

6. Shake tube for 15 sec to mix saliva and Saliva DNA Stabilizer reagent.

STORAGE: Store at room temperature 15 - 30°C (59 - 86°F).

SHIPMENT: Ship collected saliva according to the instructions of SalivaGene Collection Module II provider. Ship according to locally applicable guidelines and regulations such as UN 3373 (Biological Substance, Category B).

SAFETY PRECAUTIONS: Keep out of the reach of children. Small cap: choking hazard. Do not use the SalivaGene Collection Module II if content of the tube is spilled. Do not drink the Saliva DNA Stabilizer reagent.

Wash with water if Saliva DNA Stabilizer reagent or Stabilizer-Saliva reagent mix comes in contact with skin or eyes.



WARNING: H319: Causes serious eye irritation. H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. P280: Wear protective gloves/protective clothing/ eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if

ESPAÑOL

SalivaGene Collection Module II - Instrucciones

Para uso en el diagnóstico in vitro*

*) Cumple la Directiva 98/79/CE de la UE sobre dispositivos sanitarios in vitro. (No indicado para el diagnóstico in vitro en países en los que no esté reconocida la Directiva 98/79/CE de la UE sobre dispositivos sanitarios in vitro.)

INTENCIÓN DE USO: Recogida de muestras de saliva humana para estabilización y extracción de ADN (utilizando los kits de extracción de ADN de SalivaGene). El ADN en las muestras estabilizadas con SalivaGene es estable durante 1 año a temperatura ambiente dentro de la fecha de caducidad. El producto está concebido para ser utilizado únicamente bajo la supervisión de profesionales, tales como técnicos, médicos y biólogos con formación en técnicas de biología molecular.

CONTENIDO: Tubo de recogida, tubo del estabilizador. El tubo del estabilizador contiene aproximadamente 2 ml de reactivo líquido estabilizador del ADN de la saliva (Saliva DNA Stabilizer).

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO: No coma, beba, fume o masque chiclé al menos 30 minutos antes de la recogida de saliva. La recogida de 2 ml de saliva puede requerir varios minutos. Poner unos granos de azúcar en la lengua ayuda a producir saliva y no interfiere con la estabilización.

1. Desenrosque la tapa del tubo de recogida y guárdela para su posterior uso.

2. Frote intensamente las mejillas contra los dientes durante 30 segundos.

3. Recoja saliva hasta el nivel de llenado que se indica; evite hacer y medir burbujas de aire.

4. Desenrosque y deseche la tapa del tubo del estabilizador. Vierta el reactivo Saliva DNA Stabilizer en el tubo de recogida.

5. Vuelva a enroscar firmemente la tapa en el tubo de recogida.

6. Agite el tubo durante 15 segundos para mezclar la saliva y el reactivo Saliva DNA Stabilizer.

CONSERVACIÓN: Conserve a temperatura ambiente a entre 15 y 30 °C.

ENVÍO: Envíe la saliva recogida conforme a las instrucciones del proveedor del producto. Realice el envío conforme a las directrices y normas localmente aplicables, tales como la UN 3373 (Sustancia biológica, Categoría B).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños. Tapa pequeña: riesgo de asfixia. No utilice el SalivaGene Collection Module II si el contenido del tubo se ha derramado. No se beba el reactivo de Saliva DNA Stabilizer.

Lávese con agua en caso de contacto con la piel o con los ojos del reactivo Saliva DNA Stabilizer, o de la mezcla de saliva y reactivo estabilizador.



ATENCIÓN: H319: provoca irritación ocular grave.

FRANÇAIS

SalivaGene Collection Module II - Instructions

Réservé à un usage diagnostic in vitro*

*) Conformité avec la directive européenne 98/79/CE sur les dispositifs médicaux in vitro (Ce produit n'est pas destiné à un usage diagnostique in vitro dans les pays où la directive européenne 98/79/CE sur les dispositifs médicaux in vitro n'est pas reconnue.)

USAGE PRÉVU: Prélèvement d'échantillons de salive humaine pour l'extraction et la stabilisation de l'ADN (en utilisant les kits d'extraction d'ADN SalivaGene). L'ADN dans les échantillons stabilisés de SalivaGene est stable pendant 1 an à température ambiante dans les limites de la date de péremption. Le produit est destiné à être utilisé uniquement sous la supervision de professionnels, tels que les techniciens, les médecins et les biologistes formés aux techniques biologiques moléculaires.

CONTENU: Tube collecteur, tube de stabilisation. Le tube de stabilisation contient environ 2 ml de réactif de stabilisation d'ADN salivaire liquide (Saliva DNA Stabilizer).

LIMITES DE LA PROCÉDURE: Ne pas manger, boire, fumer ou mâcher de chewing-gum au moins 30 min avant de recueillir la salive. Le prélèvement de 2 ml de salive peut prendre plusieurs minutes. Mettre quelques grains de sucre sur la langue aide à la production de salive et n'interfère pas avec la stabilisation.

1. Dévisser le couvercle du tube collecteur et le mettre de côté pour un usage ultérieur.

2. Frotter les joues intensément contre les dents pendant 30 s.

3. Prélever de la salive jusqu'à atteindre le niveau de remplissage indiqué.

en évitant de créer et de mesurer les bulles d'air.

4. Dévisser et jeter le couvercle du tube de stabilisation. Verser le réactif de Saliva DNA Stabilizer dans le tube collecteur.

5. Revisser à nouveau fermement le couvercle sur le tube collecteur.

6. Agiter le tube pendant 15 s pour mélanger la salive et le réactif de Saliva DNA Stabilizer.

CONSERVATION: Conserver à température ambiante, entre 15 et 30 °C.

LIVRAISON: Expédier la salive prélevée conformément aux instructions du fournisseur du produit. Expédier conformément aux directives et réglementations locales en vigueur telles que UN 3373 (Substance biologique, catégorie B).

MESURES DE SÉCURITÉ: Tenir hors de portée des enfants. Petit capuchon: risque de suffocation. Ne pas utiliser le SalivaGene Collection Module II en cas d'écoulement du contenu du tube. Ne pas boire le réactif de Saliva DNA Stabilizer.

Laver à l'eau si le mélange de réactif de stabilisation salivaire ou de réactif de Saliva DNA Stabilizer entre en contact avec la peau ou les yeux.



ATTENTION: H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H412: Nocif pour les

organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

LÉGENDE DES SYMBOLES:

Consulter le mode d'emploi

Conserver à température ambiante, entre 15 et 30 °C

Ne pas réutiliser

Date de péremption

1035212200

Marquage CE

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Invitek Molecular GmbH Robert-Roesse-Str. 10 13125 Berlin, Allemagne


+49 30 9489 2908 info@invitek-molecular.com

www.invitek-molecular.com





SalivaGene Collection Module II

ITALIANO

SalivaGene Collection Module II - Istruzioni

 Per uso diagnostico in vitro*

*) Conforme alla direttiva 98/79/CE sui dispositivi diagnostici in vitro (non adatto per l'uso diagnostico in vitro nei paesi in cui la direttiva 98/79/CE sui dispositivi diagnostici in vitro non è riconosciuta).



USO PREVISTO: Raccolta di campioni di saliva umana per estrazione e stabilizzazione del DNA (utilizzando il kit Saliva Gene DNA Extraction). Il DNA nei campioni stabilizzati SalivaGene rimane stabile per 1 anno a temperatura ambiente prima della data di scadenza. Il prodotto deve essere utilizzato unicamente sotto la supervisione di professionisti, quali tecnici, medici e biologi, con un'adeguata conoscenza delle tecniche biologiche molecolari.

CONTENUTO: Provetta di raccolta, provetta con stabilizzatore. La provetta con lo stabilizzatore contiene circa 2 ml di liquido reagente Saliva DNA Stabilizer.

LIMITI DELLA PROCEDURA: Non mangiare, bere, fumare o masticare gomme per almeno 30 minuti prima del prelievo di saliva. Il prelievo 2 ml di saliva potrebbe richiedere alcuni minuti. Mettendo alcuni granelli di zucchero sulla lingua, si contribuisce alla produzione di saliva senza interferire con la stabilizzazione.

1. Svitare il tappo della provetta di raccolta e metterlo da parte; verrà utilizzato successivamente.
2. Sfregare intensamente le guance contro i denti per 30 secondi.
3. Raccogliere la saliva fino al livello di riempimento indicato, evitando di creare bolle d'aria; in ogni caso, non dovranno essere considerate nella misurazione.

mento indicato, evitando di creare bolle d'aria; in ogni caso, non dovranno essere considerate nella misurazione.

4. Svitare e togliere il tappo della provetta con lo stabilizzatore. Versare il reagente Saliva DNA Stabilizer nella provetta di raccolta.

5. Riavvitare saldamente il tappo sulla provetta di raccolta.

6. Agitare la provetta per 15 secondi, mescolando la saliva e il reagente Saliva DNA Stabilizer.

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente a 15-30°C.

SPEDIZIONE: Inviare la saliva raccolta attenendosi alle istruzioni del fornitore del prodotto. Spedire conformemente alle linee guida locali applicabili e alle normative quali UN 3373 (Sostanze biologiche, categoria B).








PRECAUZIONI DI SICUREZZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tappo piccolo: rischio di soffocamento. Non utilizzare il SalivaGene Collection Module II se è stato versato il contenuto della provetta. Non ingerire il reagente Saliva DNA Stabilizer.

Lavare con acqua se il reagente Saliva DNA Stabilizer o il reagente Stabilizer-Saliva entrano in contatto con la pelle o gli occhi.



ATTENZIONE: H319: Provoca grave irritazione oculare. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per alcuni minuti. Togliere le lenti a contatto se indossate e se l'operazione risulta agevole. Continuare a sciacquare.


LEGENDA DELL'ETICHETTA:

-  Consultare le istruzioni d'uso
-  Conservare a temperatura ambiente 15 - 30 °C
-  Non riutilizzare
-  Data di scadenza
-  1035212200
-  Marchio CE
-  Dispositivo diagnostico in vitro

Invitek Molecular GmbH
Robert-Roessler-Str. 10
13125 Berlino, Germania
+49 30 9489 2908
info@invitek-molecular.com
www.invitek-molecular.com

NEDERLANDS

SalivaGene Collection Module II - Instructies

 Voor gebruik bij in vitro diagnose*

*) Conform de EU-Richtlijn 98/79/EG over in vitro medische apparaten (niet voor gebruik bij in vitro diagnose in landen waar de EU-Richtlijn 98/79/EG over in vitro medische apparaten niet werd erkend).

BEOOGD GEBRUIK: Het verzamelen van stalen van menselijk speeksel voor DNA-stabilisering en -extractie (met gebruikmaking van de SalivaGene DNA-Extractiekits). Het DNA in stalen die met SalivaGene werden gestabiliseerd, blijft gedurende 1 jaar stabiel op kamertemperatuur binnen de vervaldatum. Het product is enkel bedoeld voor gebruik onder toezicht van professionelen, zoals technici, artsen en biologen die opgeleid zijn in de technieken van moleculaire biologie.

INHOUD: Afnamebuisje, stabilisatiebuisje. Het stabilisatiebuisje bevat ongeveer 2 ml vloeibare speeksel-DNA-stabilisatiereactiestof (Saliva DNA Stabilizer).

BEPERKINGEN VAN DE PROCEDURE: Vanaf ten minstens 30 minuten vóór gaand aan de afname van het speekselstaal niet eten, drinken of roken en geen kauwgom kauwen. Het verzamelen van 2 ml speeksel kan een aantal minuten in beslag nemen. Wat suikerkorrels op de tong leggen kan helpen bij het aanmaken van speeksel en heeft geen invloed op de stabilisering.

1. Draai het deksel los van het afnamebuisje en leg het opzij voor later gebruik.
2. Wrijf de wangen gedurende 30 seconden goed tegen de tanden.
3. Verzamel speeksel tot het aangegeven vulniveau, waarbij u vermijdt om

luchtbellen te maken en te meten.

4. Draai het deksel los van het stabilisatiebuisje en gooi het deksel weg. Giet de Saliva DNA Stabilizer in het verzamelbuisje.

5. Draai het deksel stevig terug op het verzamelbuisje.

6. Schud het busje gedurende 15 seconden om het speeksel en de Saliva DNA Stabilizer te mengen.

OPSLAG: Bewaren op kamertemperatuur 15 - 30 °C (59 - 86 °F).

VERZENDING: Verstuur het verzamelde speeksel volgens de instructies van de leverancier van het product. Verzend volgens plaatselijk van toepassing zijnde richtlijnen en regels, zoals UN 3373 (Biologische substantie, Categorie B).

VEILIGHEIDSMAT-REGELN: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Kleine dop: verstikkingsgevaar. Gebruik de SalivaGene Collection Module II niet indien de inhoud van het busje gemorst is. Drink de Saliva DNA Stabilizer niet op.

Afwassen met water indien de Saliva DNA Stabilizer of het mengsel stabilisator-speeksel in contact komt met de huid of de ogen.



WAARSCHUWING: H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in

het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305 + P351 + P338: INDIEN IN DE OGEN: Spoel voorzichtig gedurende een aantal minuten met water. Verwijder contactlenzen indien deze aanwezig zijn en dit gemakkelijk gaat. Ga door met spoelen.

LEGENDE ETIKET:

-  Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen
-  Bewaar op kamertemperatuur 15 - 30 °C
-  Niet hergebruiken
-  Vervaldatum
-  1035212200
-  CE Markering
-  Medisch apparaat voor in vitro diagnose

Invitek Molecular GmbH
Robert-Roessler-Str. 10
13125 Berlin, Duitsland
+49 30 9489 2908
info@invitek-molecular.com
www.invitek-molecular.com

PORTUGUÊS

SalivaGene Collection Module II - Instruções

 Para utilização em diagnóstico in vitro*

*) Em conformidade com a Directiva da UE 98/79/CE sobre dispositivos médicos in vitro (exclui-se a utilização para diagnóstico in vitro em países onde a Directiva da UE 98/79/CE sobre dispositivos médicos in vitro não é reconhecida).

UTILIZAÇÃO PREVISTA: Recolha de amostras de saliva humana para estabilização e extração de ADN (utilizando os kits de extração de ADN SalivaGene). O ADN nas amostras estabilizadas do kit SalivaGene são estáveis durante 1 ano à temperatura ambiente, dentro do prazo de validade. O produto destina-se apenas à utilização sob a supervisão de profissionais, tais como técnicos, médicos e biólogos com formação em técnicas de biologia molecular.

CONTEÚDO: Tubo de recolha, tubo estabilizador. O tubo estabilizador contém aproximadamente 2 ml de reagente líquido estabilizador de ADN da saliva (Saliva DNA Stabilizer).

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO: Não comer, beber, fumar ou mascar chiclete pelo menos 30 minutos antes da recolha da saliva. A recolha de 2 ml de saliva pode demorar vários minutos. Colocar alguns grãos de açúcar na língua ajuda a produzir saliva e não interfere com a estabilização.

1. Desatarraxar a tampa do tubo de recolha e colocá-la à parte para uso posterior.
2. Friccionar intensamente as bochechas contra os dentes durante 30 segundos.
3. Recolher saliva até ao nível de enchimento indi-

cado. Evitar fazer e medir bolhas de ar.

4. Desatarraxar e descartar a tampa do tubo estabilizador. Despejar o reagente Saliva DNA Stabilizer no tubo de recolha.

5. Apertar bem de novo a tampa no tubo de recolha.

6. Agitar o tubo durante 15 segundos para misturar a saliva e o reagente Saliva DNA Stabilizer.

CONSERVAÇÃO: Conservar à temperatura ambiente entre 15 a 30 °C (59 - 86 °F).

ENVIO: Enviar a saliva recolhida de acordo com as instruções do fornecedor do produto. Enviar em conformidade com as directrizes e regulamentos locais aplicáveis, tais como o UN 3373 (Substâncias Biológicas, Categoria B).

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: Manter fora do alcance de crianças. Tampa pequena: risco de asfixia. Não usar o SalivaGene Collection Module II se o conteúdo do tubo estiver derramado. Não beber o reagente Saliva DNA Stabilizer.








Lavar com água se o reagente Saliva DNA Stabilizer ou a mistura do reagente estabilizador da saliva entrar em contacto com a pele ou os olhos.



ATENÇÃO: H319: Provoca irritação ocular grave.

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Pode ser nocivo se engolido.

LEGENDA DA ROTULAGEM:

-  Consultar o manual de instruções
-  Conservar à temperatura ambiente entre 15 a 30 °C
-  Não reutilizar
-  Data de validade
-  1035212200
-  Selo CE
-  Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Invitek Molecular GmbH
Robert-Roessler-Str. 10
13125 Berlin, Alemanha
+49 30 9489 2908
info@invitek-molecular.com
www.invitek-molecular.com